



# Tabela comparativa da linha THERAPY



CARACTERÍSTICAS		ILIB R	XT	ACP	EC	PLUS
Fotobiomodulação		✓	✓	✓	✓	✓
Laserpuntura (Acupuntura a Laser)		-	-	✓	-	-
Terapia Fotodinâmica (PDT)		✓	✓	✓	✓	✓
Fotobiomodulação Sistêmica - ILIB		✓	-	✓	✓	✓
Laser vermelho	Comprimento de onda	660 nm ± 10 nm	660 nm ± 10 nm	660 nm ± 10 nm	660 nm ± 10 nm	660 nm ± 10 nm
	Potência útil do emissor	100 mW ± 20%	100 mW ± 20%	100 mW ± 20%	100 mW ± 20%	100 mW ± 20%
Laser infravermelho	Comprimento de onda	-	808 nm ± 10 nm	808 nm ± 10 nm	808 nm ± 10 nm	808 nm ± 10 nm
	Potência útil do emissor	-	100 mW ± 20%	100 mW ± 20%	100 mW ± 20%	250 mW ± 20%
Ajuste de dose em Joules - Laser R e IR		1, 2, 3, 4, 6 e 9	1, 2, 3, 4, 6 e 9	1, 2, 3, 4, 6 e 9	1, 2, 3, 4, 6 e 9	1, 2, 3, 4, 6 e 9
Nogier	Frequência ALTA ("HF")	-	-	100 mW ± 20%	-	-
	Frequência BAIXA ("bF")	-	-	30 mW ± 20%	-	-
Técnica ILIB em minutos de aplicação		5, 10, 15 e 30	-	5, 10, 15 e 30	5, 10, 15 e 30	5, 10, 15 e 30
Emissão simultânea de Laseres		Não	Não	Não	✓	Não
Emissão pulsada para Laserpuntura		Não	Não	✓	Não	Não
Óculos de proteção	Paciente	Super Sunnie				
	Profissional	Lente Verde				
Registro ANVISA		80030819013	80030810157	80030819012	80030819013	80030810157